

# Orbisana Rückenheizdecke, elektrisch

Art.-Nr. 148146474

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



# 1. Produktbeschreibung

220-240VAC, 50/60Hz, 100W

## 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Heizdecke ist ausschließlich zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt.

## 3. Sicherheitshinweise

### 3.1. Symbolerklärung



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zum Betrieb.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



Schutzklasse II



Das Heizkissen darf nicht durchstochen werden!



Das Heizkissen nicht im zusammengeklappten Zustand verwenden!



Nicht für Kleinkinder geeignet (0-3 Jahre)!



Das Heizkissen nur in Innenräumen verwenden!



Das Heizkissen kann von Hand gewaschen werden! Der Kissenbezug kann in einer normalen Waschmaschine bei max. 30 °C gewaschen werden!



Nicht mit Chlor behandeln!



Das Heizkissen darf nicht im Wäschetrockner getrocknet werden! Der Kissenbezug darf nicht in einen Trockner gegeben werden!



Das Heizkissen darf nicht gebügelt werden! Der Kissenbezug kann bei niedriger Temperatur gebügelt werden!



Nicht chemisch reinigen!

## 3.2. Sicherheitsinformation



### **Warnung:**

Diese Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### **Vorsicht:**

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung führen kann.



### **Hinweis:**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## 3.3. Sicherheitshinweise Allgemein

Bitte lesen Sie vor der Erstinbetriebnahme sämtliche Anweisungen und wichtigen Hinweise aufmerksam durch, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten.

### **Warnung**

- Schlafen Sie nicht ein, während das Heizkissen eingeschaltet ist. Dies könnte zu Hautverbrennungen führen.
- Längerer Gebrauch des Heizkissens bei hoher Einstellung kann zu Hautverbrennungen führen.
- Berühren Sie niemals das Heizkissen, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- Zum Schutz vor Elektroschock tauchen Sie niemals Netzkabel, Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht, wenn es nass ist, und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen (nicht im Badezimmer oder in ähnlichen Umgebungen).
- Die Bedienelemente und Kabel dürfen keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie im Falle einer Störung nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Fachhändler oder anderen entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss durch ein Stromversorgungskabel des gleichen Typs ersetzt werden.
- Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Heizkissen verwenden.
- Verwenden Sie das Wärmekissen nicht an geschwollenen, verletzten oder entzündeten Körperteilen.
- Sollten Sie anhaltende Schmerzen in den Muskeln und Gelenken haben, informieren Sie bitte Ihren Arzt. Anhaltende Schmerzen können ein Symptom für eine ernsthafte Erkrankung sein.
- Wenn Sie während der Benutzung des Geräts Schmerzen oder Unbehagen verspüren, stellen Sie die Benutzung sofort ein.

## **Vorsicht**

- Prüfen Sie das Heizkissen vor jedem Gebrauch sorgfältig auf Abnutzung und Schäden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Abnutzungserscheinungen, Beschädigungen oder Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch am Gerät, dem Schalter oder den Kabeln feststellen oder wenn das Gerät nicht funktioniert.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand darauf tritt und dass keine Gegenstände darauf abgestellt oder dagegen gelehnt werden können. Verlegen Sie das Netzkabel derart, dass es nicht zur Stolperfalle oder beschädigt wird.
- Falten oder knicken Sie das Heizkissen während des Gebrauchs nicht.
- Stechen Sie nicht in das Heizkissen und befestigen Sie keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände am Heizkissen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern oder Personen, die körperlich beeinträchtigt, schlafend oder hitzeunempfindlich sind (Personen, die nicht auf Überhitzung reagieren können).
- Kinder unter 3 Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
- Das Gerät darf von Kleinkindern über 3 Jahren nicht benutzt werden, es sei denn, die Steuereinheit wurde von den Eltern oder Erziehungsberechtigten entsprechend eingestellt und das Kind wird während der Behandlung ständig von einer erwachsenen Person beaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Heizkissen niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht in Krankenhäusern verwendet werden.
- Bedecken Sie das Heizkissen nicht mit anderen Polstern. Der Steuerschalter sollte nicht abgedeckt oder auf oder unter dem Kissen platziert werden, während das Gerät in Betrieb ist.
- Setzen Sie sich nicht auf das Heizkissen. Legen Sie das Kissen stattdessen auf oder gegen die zu behandelnde Körperpartie. Das Gerät ist nur für die Behandlung von Rücken und Nacken vorgesehen.

## **Hinweis**

- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Heizkissen niemals am Netzkabel und achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verheddert.
- Das Heizkissen darf nur mit dem mitgelieferten Steuergerät (SS02) betrieben werden.

## 4. Lieferumfang

1x Rückenheizdecke

1x Anleitung

## 5. Montage // Inbetriebnahme

### Positionierung der Heizdecke

Die Wärmendecke wurde speziell für die Anwendung im Rücken- und Nackenbereich entwickelt. Positionieren Sie das Wärmekissen so auf dem Rücken, dass der Klettverschluss am Nackenteil auf einer Linie mit Ihrem Rücken liegt.

Anschließend den Klettverschluss schließen. Passen Sie die Länge des Bauchgurts so an, dass Sie es bequem haben, und befestigen Sie die Schnalle, indem Sie ein Ende in das andere stecken. Um die Schnalle zu öffnen, drücken Sie beide Seiten der Schnalle zusammen.

### Anschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Heizkissen einzuschalten. Das Display schaltet ein - Position 1 - Ausschaltzeit 90 Minuten.

Um die gewünschte Heizstufe einzustellen, drücken Sie die +-Taste. Um die gewünschte Heizstufe abzusenken, drücken Sie die -Taste.

### Heiztemperatur einstellen

Position 1: minimale Erwärmung – geeignet für den Langzeitgebrauch

Position 2-5: Mittlerer Temperaturbereich

Position 6: maximale Erwärmung

## 6. Pflege, Reinigung, Lagerung

- Bevor Sie das Heizkissen reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es mindestens zehn Minuten abkühlen.
- Das Heizkissen ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie das Kabel vom Heizkissen.
- Sie können das Heizkissen vorsichtig mit der Hand waschen. Das geht am besten, wenn Sie das Heizkissen in ein Bad mit lauwarmem Wasser und etwas mildem Waschmittel geben und es nach der Handwäsche vorsichtig ausdrücken.
- Spülen Sie das Heizkissen mehrmals aus, um das gesamte Reinigungsmittel zu entfernen.
- Wenn Sie das Heizkissen zur Lagerung geben, lassen Sie es vor dem Zusammenlegen abkühlen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf, und legen Sie es flach aus, ohne dass etwas auf dem Gerät liegt.
- Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es vollständig trocken ist.

## **7. Entsorgung**

- Dieses Produkt darf nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden.
- Eine getrennte Sammlung solcher Abfälle zur speziellen Behandlung ist erforderlich.
- Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



### Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

**Schweiz** **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

**Österreich** **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)