

# Fußmassagegerät

Art.-Nr. 6145551

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.  
Falls Sie das Produkt an eine dritte Person weitergeben, sollte diese Bedienungsanleitung stets mitgegeben werden.*



### Technische Daten

Modell: Fußmassagegerät  
Betriebsspannung: 220 V ~  
Nennleistung: 50 W

## Sicherheitshinweise

### a) Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung vor der Erstinbetriebnahme sorgfältig und vollständig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Bedienung des Produkts zu gewährleisten.
- Befolgen Sie stets sämtliche Anweisungen dieser Bedienungsanleitung bei der Benutzung dieses Produkts.
- Bitte trennen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn Sie es nicht mehr benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei der Benutzung der Heizfunktion, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Wenden Sie dieses Produkt nicht bei Hautstellen an, die sehr unempfindlich oder überempfindlich sind oder bei Körperteilen mit schlechter Durchblutung.
- Kinder oder Personen, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, dürfen die Heizfunktion nicht benutzen, da unsachgemäße Bedienung sehr gefährlich sein kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals unter einem Kissen oder einer Decke, um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen durch Überhitzung zu vermeiden.
- Das Gerät darf während des Betriebs nicht verdeckt werden, um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden, die durch Überhitzung des Motors verursacht werden könnten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, außer sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sein sollten, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser fallen gelassen wurde. Bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Geräteöffnungen geraten.
- Bitte schalten Sie zuerst alle Kontrollfunktionen des Geräts aus, bevor Sie es vom Netz trennen.

### b) Anforderungen an die Umgebung

- Betreiben Sie dieses Produkt nicht in feuchter oder staubiger Umgebung, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht bei Raumtemperaturen von mehr als 40°C.
- Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung im Freien geeignet.

### c) Personen, denen empfohlen wird, dieses Gerät NICHT zu benutzen

Konsultieren Sie bitte zuerst Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät benutzen, falls Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden:

- Bei Schwangerschaft
- Bei Osteoporose
- Bei Verwendung eines Herzschrittmachers oder anderer medizinischer Implantate
- Bei akuten Erkrankungen

### d) Tasten

- Bedienen Sie die Tasten nicht mit feuchten Händen.
- Halten Sie das Gerät und insbesondere die Tasten fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, während der Anwendung mit diesem Gerät nicht einzuschlafen.
- Benutzen Sie dieses Gerät NICHT, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol stehen oder sich unwohl fühlen.
- Eine Massageanwendung mit diesem Produkt sollte nicht länger als maximal 30 Minuten dauern.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn der Stoffüberzug beschädigt wurde.
- Falls Sie das Produkt unmittelbar nach dem Umstellen von einem kalten in einen warmen Raum benutzen, kann sich im Geräteinneren Wasserdampf absetzen, der die normale Funktionalität des Produkts beeinträchtigen oder sogar zu mechanischen Fehlfunktionen führen könnte. Wir empfehlen Ihnen, das Produkt ca. 1 Stunde vor der Anwendung in ein Zimmer mit normaler Raumtemperatur zu stellen und erst danach zu benutzen.

## Gerät und Einzelteile

1. Bedienfeld: 4 Tasten zur Kontrolle sämtlicher Einstellungen und Funktionen des Fußmassageräts
2. Massagepolster mitte: Akupressur für den Fußrücken mit Heizung
3. Massagepolster vorne: Knetrollen-Akupressur für die vorderen Fußsohlen
4. Massagepolster hinten: Knetdruck-Akupressur für die Fersen
5. Luftkissen innen: Luftdruck-Massage für den Fußrücken
6. Abnehmbarer, waschbarer Stoffüberzug
7. Netzkabelhalterung auf der Unterseite



## Benutzerdiagramm



## Tastenfunktionen



### **AN/AUS**

*Nach Druckaufbau Taste drücken, um die Massage zu starten.  
Während des Betriebs Taste drücken, um die Massage zu unterbrechen.*



### **MODUS**

*Mit dieser Taste können Sie den Massagemodus wechseln.*



### **LUFTDRUCK**

*Zur Kontrolle der Massage-Intensität.*



### **HEIZUNG**

*Heizfunktion ein- und ausschalten.*

## Vor der Erstinbetriebnahme

- Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie es auf etwaige Beschädigungen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche. Achten Sie darauf, dass Sie die Massage in bequemer Position durchführen können.

## Bedienung

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und stecken Sie es an einer Netzsteckdose ein.
2. Grundeinstellungen:
  - Drücken Sie die An/Aus-Taste; die Heizfunktion ist ausgeschaltet und die Intensität ist schwach.

- Drücken Sie die An/Aus-Taste und die Heiz-Taste; die Heizfunktion ist eingeschaltet, die rote LED leuchtet. Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie nochmals die Heiz-Taste.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie mit der Luftdruck-Taste die Intensität einstellen. Anzeige »I« für schwache Intensität, Anzeige »II« für hohe Intensität.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie durch Drücken der Modus-Taste verschiedene Massagearten auswählen.

## Fehlersuche

Bitte prüfen Sie folgende Vorschläge zur Fehlerbehebung, falls Fehlfunktionen am Gerät auftreten sollten. Falls der Fehler auch nach Prüfung unten stehender Tabelle nicht behoben werden kann, bringen Sie das Gerät bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Keine Netzverbindung	Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose oder prüfen Sie, ob der Stecker ganz eingesteckt wurde.
	An/Aus-Taste nicht gedrückt	Drücken Sie die An/Aus-Taste.
Gerät schaltet plötzlich ab	Trennung vom Netz	Prüfen Sie, ob der Netzstecker sicher angeschlossen ist oder evtl. versehentlich gelockert hat.
	Gerät ist bereits länger als 15 Min. eingeschaltet	Gerät neu starten
	Gerät läuft zu lange und ist überhitzt	Lassen Sie das Gerät abkühlen und starten Sie dann neu
	Zu hoher Arbeitsdruck, so dass die Massagepolster aufhören zu rotieren	Gerät neu starten

## Lagerung, Reinigung und Pflege

### a) Lagerung

- Geben Sie das Gerät in die Verpackungsschachtel und lagern es an einem trockenen, gut belüfteten und kühlen Ort außer Reichweite von Kindern.
- Schalten Sie das Gerät zuerst mit der An/Aus-Taste aus und wickeln das Netzkabel nur um die Halterung auf der Unterseite des Geräts und nicht um die An/Aus-Taste.
- Hängen Sie das Gerät nicht am Netzkabel auf und tragen Sie es nicht am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen verkratzt wird.
- Halten Sie das Gerät fern von Orten mit direkter Sonneneinstrahlung und von Hitzequellen.

### b) Reinigung

- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.

*HINWEIS:* Verwenden Sie zum Reinigen des Fußmassagegeräts keine scharfen Reinigungsmittel, wie z.B. Benzin oder Verdünnung.

### c) Pflege

- Halten Sie das Gerät sauber. Meiden Sie Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bitte decken Sie das Gerät mit einem Staubtuch (nicht in der Lieferung enthalten) ab, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, damit kein Staub in das Geräteinnere gelangen kann.





## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



### Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 0180/6 35 43 60 **E-Mail:** [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr; 20 Cent/Anruf dt. Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

